

Caja de Seccionamiento Medical Gas Valve Box



Caja de válvulas de seccionamiento para gases medicinales, de diámetros y número de válvulas según proyecto.



ESPECIFICACIONES


- ▶ La caja está fabricada en lamina de acero calibre 18 y acabada en pintura electrostática horneada, ventanilla en aluminio anodizado natural con acrílico transparente y leyenda de advertencia.
- ▶ Válvulas de esfera fabricadas en cuerpo de latón inyectado para 600wog de 3 cuerpos, puerto soldable conforme a NFPA99C, asientos de PTFE para uso específico de gases medicinales, manómetros con carátula de 1 1/2" y 2" y rango de presión de 0-14 kg / cm² o 0-55cmHg uso para cada tipo de gas. (Desengrasados para oxígeno).
- ▶ Identificación con calcomanías autoadheribles en señalamientos (TAGS de identificación) con sentido del flujo y nombre de sección, en identificación según código de colores de NFPA99C.
- ▶ Los cuadros de válvulas se fabrican en relación al número de válvulas contenidas en el equipo, así mismo, estos cuadros de seccionamiento se fabrican para muros falsos.
La tubería empleada es de cobre tipo "L" del diámetro indicado en el proyecto de la especialidad, lavada y desengrasada conforme a los métodos señalados en los manuales de las Instalaciones para los gases medicinales. Pruebas de hermeticidad y soldaduras elaboradas desde fábrica y conforme a las normas del manual para gases medicinales.
- ▶ Los cuadros de seccionamiento de arigmed, son PRE-Fabricados en planta y probado contra posibles fugas.

Caja de seccionamiento / Medical Gas Valve Box

VISTAS




Vista isométrica



Vista explosionada

Caja de seccionamiento / Medical Gas Valve Box

GUÍA MECÁNICA



ÍTEM	PIEZA	CANT.
1	BASE CAJA	1
2	TAPA CAJA	2
3	TAPA PVC DE 2"	8
4	DN10 SW BV3	4
5	PIPE, NPS 0.375in, SCH STD, W. STEEL, PE	4
6	15BSP HN GAL	8
7	PIPE, NPS 0.375in, SCH 10, W. STEEL, PE	4
8	8x6 BSP HRN STL	4
9	4 GASESMANOMETRO	4
10	MARCO EXT	1
11	MARCO INT	1
12	ACRILICO	1
13	BOTON VENTANILLA	1